# Отчет по лабораторной работе 1.1.7 Экспериментальное исследование равноускоренного движения

Максим Осипов, Б03-504

24.09.2025

#### 1 Аннотация

В данной лабораторной работе проверяется применимость законов равноускоренного движения для тела, скользящего по наклонной плоскости. Эксперимент повторяет классический опыт Галилея. Движение магнита внутри наклонной трубы регистрируется с помощью системы катушек, которые фиксируют моменты его прохождения. Полученная зависимость координаты от времени обрабатывается для определения ускорения. Исследуя, как ускорение зависит от угла наклона плоскости, определяют ускорение свободного падения и коэффициент трения скольжения, а также оценивают погрешности измерений.

#### 2 Теоретические сведения

Данная лабораторная работа основана на проверке фундаментальных законов классической механики, сформулированных И. Ньютоном, применительно к движению тела по наклонной плоскости. Это движение является классическим примером прямолинейного равноускоренного движения.

Основным уравнением, описывающим динамику системы, является второй закон Ньютона. Для тела массой m, движущегося по плоскости, наклоненной под углом  $\theta$  к горизонту, его удобно записать в проекциях на две взаимно перпендикулярные оси: вдоль плоскости (ось ОХ) и перпендикулярно к ней (ось ОУ).

Уравнение вдоль оси ОХ (направленной вдоль плоскости вниз):

$$ma = mq\sin\theta - f$$

Смысл: Это уравнение описывает причину ускорения. Равнодействующая сила вдоль плоскости равна разности составляющей силы тяжести  $mg\sin\theta$ , тянущей тело вниз, и силы трения f, направленной против движения.

Уравнение вдоль оси ОҮ (перпендикулярно плоскости):

$$N = mg\cos\theta$$

Смысл: В этом направлении ускорения нет, поэтому сила реакции опоры N уравновешивает составляющую силы тяжести, прижимающую тело к плоскости.

Для описания силы трения скольжения fиспользуется модель сухого трения, согласно которой эта сила пропорциональна силе нормальной реакции опоры:

$$f = \mu N$$

, где  $\mu$  — коэффициент трения скольжения.




Рисунок 1: К выводу закона движения по наклонной плоскости

Вывод расчетной формулы для ускорения: Подставляя выражение для силы трения и силы реакции опоры в первое уравнение, получаем ключевую формулу работы:

$$a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$$

Роль в работе: Эта формула является теоретической основой эксперимента. Она предсказывает, что ускорение тела a линейно зависит от тригонометрических функций угла наклона  $\theta$ . Константами в этом соотношении являются ускорение свободного падения g и коэффициент трения  $\mu$ , которые нам и предстоит определить.

Прежде чем использовать эту зависимость, необходимо экспериментально подтвердить, что движение является равноускоренным. Кинематика такого движения описывается уравнением:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

, где

x(t) — координата тела в момент времени t;

 $x_0$  — начальная координата;

 $v_0$  — начальная скорость;

a — ускорение (постоянное).

Роль в работе: В эксперименте фиксируются моменты времени  $t_n$  прохождения телом известных координат  $x_n$ . Если, обработав эти данные методом наименьших квадратов, мы получим зависимость x(t), хорошо соответствующую квадратичному закону, это будет доказательством равноускоренного характера движения.

Таким образом, теоретическая цепочка эксперимента выглядит так:

Экспериментально (по зависимости x(t)) доказывается, что движение равноускоренное, и для каждого угла  $\theta$  определяется ускорение a.

Теоретически ускорение связано с углом наклона формулой  $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$ .

Проведя серию измерений при разных углах  $\theta$  и построив зависимость экспериментальных значений a от  $\theta$ , можно, используя метод наименьших квадратов, определить из этой зависимости искомые константы g и  $\mu$ , чем и завершается проверка применимости законов механики к данной системе.

## 3 Экспериментальная установка

Лабораторная установка (рис. 2) предназначена для исследования равноускоренного движения тела по наклонной плоскости. Основным элементом установки является пластиковая труба, закреплённая на штативе под переменным углом  $\theta$  к горизонту. Угол наклона регулируется и измеряется с помощью линейки или транспортира.




Рисунок 2: Экспериментальная установка

Для вычисления угла используется соотношение:

$$\theta = \arcsin\left(\frac{H - h}{L}\right)$$

,где  $\,H-\,$ высота верхнего конца трубы,  $\,h-\,$ высота нижнего конца,  $\,L-\,$ длина трубы.

Вдоль внешней поверхности трубы равномерно размещены десять катушек индуктивности ( $n_{\text{max}} = 10$ ), соединённых последовательно. Координаты катушек  $x_n$ измеряются линейкой относительно начальной отметки ( $x_0$ =0). Внутри трубы перемещается неодимовый магнит, играющий роль движущегося тела.

Принцип регистрации движения основан на явлении электромагнитной индукции. При прохождении магнита вблизи катушки возникает импульс напряжения, описываемый законом Фарадея:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

, где  $\varepsilon$  — ЭДС индукции,  $\Phi$  — магнитный поток через катушку. Сигнал имеет характерную форму с двумя экстремумами (максимумом и минимумом), соответствующими приближению и удалению магнита от центра катушки.

Сигналы с катушек усиливаются и преобразуются в цифровую форму с помощью микроконтроллера с АЦП. Компьютерная программа фиксирует моменты времени  $t_n$  прохождения магнита через каждую катушку, формируя массив экспериментальных данных ( $x_n, t_n$ ).

Источники погрешностей:

Случайные: неравномерность движения из-за шероховатостей поверхности, боковые колебания магнита, электромагнитные помехи. Уменьшаются многократными измерениями.

Систематические: сопротивление воздуха (вносит погрешность 1–2%), электромагнитное торможение (согласно правилу Ленца). Учитываются при обработке данных.

### 4 Цифровая регистрация и обработка результатов

Регистрация движения магнита осуществляется в цифровой форме. Аналоговый сигнал с катушек усиливается и преобразуется аналого-цифровым преобразователем (АЦП) в массив дискретных значений напряжения  $V_i$  в моменты времени  $t_i$  с частотой дискретизации 1 к $\Gamma$ ц (период 1 мс).

Обработка данных включает следующие этапы:

1. Определение нулевого уровня сигнала. На начальном участке данных, где магнит ещё не прошёл ни через одну катушку, вычисляется среднее значение напряжения  $\langle V \rangle$ , соответствующее

отсутствию сигнала, и его среднеквадратичное отклонение  $\sigma_V$ , характеризующее уровень шумов. Величина  $\sigma_V$  используется для выделения участка сигнала, соответствующего движению магнита.

- 2.Определение моментов прохождения катушек. Момент  $t_n$  прохождения магнита через n-ю катушку соответствует положению локального максимума в оцифрованном сигнале. Начало отсчёта времени  $t_0$  и координаты  $x_0=0$  соответствуют первой катушке. Таким образом, получается массив экспериментальных пар ( $x_n, t_n$ ).
- 3.Определение параметров движения методом наименьших квадратов. Для нахождения ускорения a и начальной скорости  $v_0$  минимизируется сумма квадратов отклонений:

$$S = \sum_{n} \left( x_n - v_0 t_n - \frac{at_n^2}{2} \right)^2 \to \min$$

Для аналитического решения методом наименьших квадратов используется замена переменных u=x/t, что приводит к линейной зависимости:

$$u = v_0 + \frac{a}{2}t$$

В координатах ( u,t) угловой коэффициент прямой равен  $\frac{1}{2}a$ .

4. Определение ускорения свободного падения и коэффициента трения.

Наконец, по результатам серии экспериментов при разных углах из пар значений (  $a,\theta$ ) тем же методом наименьших квадратов для теоретической зависимости определяются параметры ускорение свободного падения g и коэффициент трения  $\mu$ . Для линеаризации зависимости можно исполь зовать, например, замену

$$a' = \frac{a}{\cos \theta}, \quad \tau = \tan \theta$$

После замены зависимость становится линейной:

$$a' = g(\tau - \mu)$$

То есть ускорение свободного падения — это угловой коэффициента наклона наилучшей прямой в координатах (  $a', \tau$ ), а коэффициент трения — пересечение этой прямой с осью абсцисс.